

BALL TEST DATA



BIONIC™
バイオニック



2026年 2月13日

カバーストック	NRG™ハイブリッドリアクティブ
ウェイトブロック	トーションA.I.コア
表面仕上	4000-grit Abralon®
重量	12~16ポンド
硬度	73-75
フレアポテンシャル	Medium - High
カラー	エレクトリックブルー / マゼンタ / ディープパープル
フレグランス	チェリーコブラー
RG	2.490(15lbs)
RG差異	0.050(15lbs)
Int.Diff	

【レイアウト例】

BIONIC™

ION™ MAX PEARL



CA55度

CA55度

フレア幅 最大6 3/4 ・ 間隔1/8

最大6 3/4 ・ 間隔1/8

【適正レーンコンディショングラフ】

オイル	LONG			
	MEDIUM			
	SHORT			
		Light	Medium	Heavy





【製品比較表】 ○ テスト品 △ 比較品

		1	2	3	4	5	
曲がり度	小			○△			大
曲がり方	アーク			○	△		シャープ
スキッド	短			○	△		長
オイルの強さ	弱			△	○		強
ピンアクション	弱				○△		強

【ミディアムコンディション】

軌道表示 ——— BIONIC™ ION™ MAX PEARL



【新:章夫の目】

「ION MAX」のコアを対称形状にした新開発の「Torsion A.I.コア」に、

初代フィジックスでも使用した、NRGハイブリッド4000番仕上げ

(初代フィジックスは3000番仕上げ)を組み合わせることで、攻撃性もありながら、

持続的に転がり汎用性が高く、安定した動きで 様々なレーンコンディションや時間帯において、幅広い方に適応できるように感じます。

テスター：石原 章夫プロ

テストセンター：川崎グランドボウル